

Link do produktu: <https://akmed.pl/termometr-minitemp-sanity-p-7147.html>



## Termometr MINITEMP SANITY


Numer katalogowy	<b>6985</b>
Producent	<b>Sanity</b>

### Opis produktu


Termometr MiniTemp jest najmniejszym spośród oferowanych przez nas aparatów z technologią IR. Poręczna, wygodna konstrukcja, przejrzysty wyświetlacz, szybkie badanie – to największe zalety termometru.

Skuteczny termometr pozwoli sprawdzić temperaturę ciała, ale sprawdzi się również w przypadku pomiaru temperatury powietrza, oraz obiektów np. butelki z mlekiem dla dziecka.


### Funkcje:




Bezdotykowy



Mierzy też temperaturę płynu w butelce




Mały i poręczny



Podświetlenie LCD

### Zawartość opakowania:



1. Termometr
2. Podręcznik użytkownika
3. Skrócona instrukcja obsługi
4. Bateria 3V CR2032

#### **Instrukcja czyszczenia:**

- Czujnik pomiarowy należy czyścić przecierając wewnątrz czystym i suchym bawełnianym gazikiem.
- Termometru nie należy zostawiać pod bieżącą wodą ani go w niej zanurzać. Do czyszczenia należy używać miękkich i suchych bawełnianych gazików. Nie wolno używać ściernych materiałów czyszczących.
- Termometr należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, chronić przed kurzem i unikać bezpośredniego nasłonecznienia.

#### **Bezpieczeństwo:**

- Konieczny jest ścisły nadzór w sytuacji używania termometru przez dzieci .
- Nie używaj termometru jeśli nie działa poprawnie lub podejrzewasz, że jest uszkodzony.