

Link do produktu: <https://akmed.pl/termometr-multitemp-sanity-p-7145.html>



Termometr MULTITEMP SANITY

Numer katalogowy	6983
Producent	Sanity

Opis produktu

Termometr bezdotkowy marki Sanity. W tym innowacyjnym sprzęcie medycznym wykorzystano zaawansowaną technologię podczerwieni (IR) do dokładnego i błyskawicznego mierzenia temperatury na dwa sposoby: w uchu i na skórze. Dodatkowo termometr służy jako zegarek i pokazuje temperaturę otoczenia w pomieszczeniu. To elegancki termometr na podczerwień odpowiedni dla niemowląt, dzieci i osób dorosłych.


Termometr Multitemp to nowoczesny aparat do pomiaru temperatury ciała dotykowo jak też bezdotkowo.

Skuteczny termometr wykona badanie na skroni, jak też w uchu, dodatkowo dzięki zastosowaniu technologii podczerwieni urządzenie umożliwia zmierzenie temperatury obiektu jak też otoczenia. Multi funkcjonalny, wysokiej jakości termometr znajdzie zastosowanie u każdej rodziny.

Funkcje:




Bezdotykowy pomiar na skroni



Dotykowy pomiar na skroni



Pomiar temperatury w uchu



Pomiar temperatury płynu w butelce



Pomiar temperatury otoczenia

Budowa:



Czyszczenie:

Należy użyć miękkiej ściereczki nasączonej alkoholem bądź wodą do wyczyszczenia czujnika oraz obudowy termometru. Należy się upewnić, by woda bądź inny płyn nie dostała się do środka urządzenia. Nie należy używać żadnych innych detergentów do czyszczenia oraz nie należy zanurzyć urządzenia w całości w wodzie, ponieważ termometr nie jest wodoszczelny. Należy zwrócić uwagę, by nie zadrapać czujnika ani wyświetlacza termometru.