

Link do produktu: <https://akmed.pl/termometr-na-podczerwien-medisana-tm750-p-2791.html>



Termometr na podczerwień MEDISANA TM750

Numer katalogowy **TM750**

Producent **Horn**

Opis produktu

Specyfikacja produktu

- Termometr na podczerwień, mierzy temperaturę ciała poprzez pomiar temperatury w uchu lub na skroni.
- Podwyższona temperatura ciała ($\geq 38,0^{\circ}\text{C}$) jest sygnalizowana czerwoną diodą nad wyświetlaczem.
- Termometr zachowuje w pamięci ostatnie 30 pomiarów z datą i godziną.
- Akustyczny sygnał rozpoczęcia i zakończenia pomiaru. Mierzy również temperaturę obiektów (otoczenia, powierzchni i płynów) w zakresie od 0°C - 100°C .
- Idealny do pomiaru temperatury ciała u dzieci.