
Dane aktualne na dzień: 29-04-2026 19:06

Link do produktu: <https://akmed.pl/termometr-w-smoczku-beurer-by-20-p-4489.html>

Termometr w smoczku BEURER BY 20



Numer katalogowy	BY 20 AGITO
Kod producenta	BY 20 AGITO
Kod EAN	4211125950026
Producent	Beurer

Opis produktu

Idealny dla niemowląt i małych dzieci.

Termometr w smoczku, zapewniający delikatny pomiar temperatury w ustach. Wyświetlanie temperatury w °C. Nie zawiera rtęci ani szkła. Idealny dla każdego malucha.

[Wyrób medyczny](#)

Termometry BEURER poleca "Pani Gadżet" w DDTVN:

<http://dziendobry.tvn.pl/wideo,2064,n/wez-gleboki-oddech,103911.html>