
Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 16:33

Link do produktu: <https://akmed.pl/transfer-na-wanne-p-1532.html>

Transfer na wannę

Numer katalogowy **TGR-R TW 330**

Producent **Timago**



Opis produktu

Transfer na wannę jest sprzętem pomocniczym ułatwiającym użytkownikowi wykonywanie czynności higienicznych. Polecany jest osobom o obniżonej sprawności ruchowej, która uniemożliwia bądź utrudnia samodzielne wykonywanie czynności życia codziennego.

Cechy produktu:

- siedzisko z PCV
- uchwyt pomocniczy
- blokujące nóżki rozporowe
- wykonany z materiałów o podwyższonej

wytrzymałości na wilgoć

Szerokość całkowita: 70 cm

Wymiary siedziska: 42 x 29 cm

Waga: 2,8 kg

Maksymalne obciążenie: 135 kg

Dystans między nóżkami: 40-63 cm

+/- 0,5-1 cm