

---

Dane aktualne na dzień: 24-05-2026 20:10

Link do produktu: <https://akmed.pl/transfer-na-wanne-p-1532.html>

## Transfer na wannę

Numer katalogowy **TGR-R TW 330**

Producent **Timago**



### Opis produktu

**Transfer na wannę** jest sprzętem pomocniczym ułatwiającym użytkownikowi wykonywanie czynności higienicznych. Polecany jest osobom o obniżonej sprawności ruchowej, która uniemożliwia bądź utrudnia samodzielne wykonywanie czynności życia codziennego.

#### Cechy produktu:

- siedzisko z PCV
- uchwyt pomocniczy
- blokujące nóżki rozporowe
- wykonany z materiałów o podwyższonej

wytrzymałości na wilgoć

**Szerokość całkowita:** 70 cm

**Wymiary siedziska:** 42 x 29 cm

**Waga:** 2,8 kg

**Maksymalne obciążenie:** 135 kg

**Dystans między nóżkami:** 40-63 cm

+/- 0,5-1 cm