

Dane aktualne na dzień: 10-04-2026 13:46

Link do produktu: <https://akmed.pl/trener-dloni-digiflex-hand-thera-band-p-7113.html>

Trener dłoni DigiFlex® hand Thera-Band®



| | |
|------------------|-------------------|
| Numer katalogowy | 6887 |
| Producent | Thera Band |

Opis produktu

Urządzenie do ćwiczeń dłoni Digi-Flex poprawia siłę, elastyczność i koordynację w każdym palcu. Dzięki czterem indywidualnie ustawionym przyciskom każdy palec można trenować indywidualnie. Dolne sprężyny umożliwiają również wzmocnienie mięśni dłoni i przedramienia. Górne i dolne sprężyny zapewniają większą elastyczność mięśni dłoni. Urządzenie do ćwiczeń dłoni Digi-Flex nadaje się do profilaktyki i rehabilitacji zespołu cieśni nadgarstka, po udarowo, po złamaniach, zapaleniach ścięgien, i innych.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: beżowy , czarny , czerwony , niebieski , srebrny , zielony , żółty , złoty