


Link do produktu: <https://akmed.pl/trener-dloni-do-rehabilitacji-mocny-czerwony-grip-trainer-p-8212.html>



Trener dłoni do rehabilitacji (mocny - czerwony) GRIP- TRAINER

Numer katalogowy	9153
Producent	Halcamp

Opis produktu

"Grip Trainer" jest idealnym produktem wspomagającym ćwiczenia dłoni, jak również poprawiającym gibkość palców i nadgarstków.

Mimo, że produkt nie jest produktem medycznym, może być wykorzystywany w rehabilitacji.

"Grip Treiner" umożliwia ćwiczenia zarówno zginaczy jak i prostowników. Zalecany w terapii pacjentów po operacjach chirurgicznych dłoni, palców, nadgarstka.

Produkt jest "Ekologicznym Przyjacielem" wykonany z bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdrowia komponentów. Nie zawiera FTALANÓW i METALI CIĘŻKICH czego dowodzi wynik testu RoHS.

Rozmiar: Ø 23 cm

Kolor: czerwony