


Link do produktu: <https://akmed.pl/trener-dloni-do-rehabilitacji-slaby-zolty-grip-trainer-p-8145.html>

Trener dłoni do rehabilitacji (słaby-żółty) GRIP-TRAINER



Numer katalogowy

7178

Producent

Halcamp

Opis produktu

"Grip Trainer" jest idealnym produktem wspomagającym ćwiczenia dłoni, jak również poprawiającym gibkość palców i nadgarstków.

Mimo, że produkt nie jest produktem medycznym, może być wykorzystywany w rehabilitacji.

"Grip Treiner" umożliwia ćwiczenia zarówno zginaczy jak i prostowników. Zalecany w terapii pacjentów po operacjach chirurgicznych dłoni, palców, nadgarstka.

Produkt jest "Ekologicznym Przyjacielem" wykonany z bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdrowia komponentów. Nie zawiera FTALANÓW i METALI CIĘŻKICH czego dowodzi wynik testu RoHS.

Rozmiar: Ø 23 cm

Kolor: żółty