

Link do produktu: <https://akmed.pl/trener-dloni-do-rehabilitacji-sredni-zielony-grip-trainer-p-8211.html>



## Trener dłoni do rehabilitacji (średni - zielony) GRIP- TRAINER

Numer katalogowy	<b>9152</b>
Producent	<b>Halcamp</b>

### Opis produktu

"Grip Trainer" jest idealnym produktem wspomagającym ćwiczenia dłoni, jak również poprawiającym gibkość palców i nadgarstków.

Mimo, że produkt nie jest produktem medycznym, może być wykorzystywany w rehabilitacji.

"Grip Treiner" umożliwia ćwiczenia zarówno zginaczy jak i prostowników. Zalecany w terapii pacjentów po operacjach chirurgicznych dłoni, palców, nadgarstka.

Produkt jest "Ekologicznym Przyjacielem" wykonany z bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdrowia komponentów. Nie zawiera FTALANÓW i METALI CIĘŻKICH czego dowodzi wynik testu RoHS.

Rozmiar: Ø 23 cm

Kolor: zielony