

Dane aktualne na dzień: 11-04-2026 13:09

Link do produktu: <https://akmed.pl/trener-dloni-sissel-hand-grip-2-15-kg-p-4806.html>

Trener dłoni SISSEL Hand-Grip (2-15 kg)



Numer katalogowy	45376081
Producent	Sissel
Nr katalogowy	162.100, 101
opór	2 - 15 kg

Opis produktu

Wygodna i łatwa droga do wzmocnienia mięśni dłoni i przedramienia

Przyrząd do ćwiczeń **SISSEL® HAND GRIP** służy do treningu oraz rehabilitacji dłoni i przedramienia.

- Odbudowuje i wzmacnia mięśnie.
- Poprawia ruchliwość palców.
- Łatwy w użyciu.
- Umożliwia indywidualne dopasowanie stopnia oporu i intensywności ćwiczeń.
- Uchwyty pokryte antypoślizgowym tworzywem.
- Dostępny w dwóch wersjach: do terapii (pomarańczowy) 2-15 kg oraz sportowy (niebieski) 5-20 kg