

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 16:55

Link do produktu: <https://akmed.pl/trener-dloni-sissel-hand-grip-5-20-kg-p-4807.html>

## Trener dłoni SISSEL Hand-Grip (5-20 kg)



Numer katalogowy	<b>89627311</b>
Producent	<b>Sissel</b>
Nr katalogowy	<b>162.100, 101</b>
opór	<b>5 - 20 kg</b>

### Opis produktu

## Wygodna i łatwa droga do wzmocnienia mięśni dłoni i przedramienia

Przyrząd do ćwiczeń **SISSEL® HAND GRIP** służy do treningu oraz rehabilitacji dłoni i przedramienia.

- Odbudowuje i wzmacnia mięśnie.
- Poprawia ruchliwość palców.
- Łatwy w użyciu.
- Umożliwia indywidualne dopasowanie stopnia oporu i intensywności ćwiczeń.
- Uchwyty pokryte antypoślizgowym tworzywem.
- Dostępny w dwóch wersjach: do terapii (pomarańczowy) 2-15 kg oraz sportowy (niebieski) 5-20 kg