


Link do produktu: <https://akmed.pl/trener-dloni-thera-band-siatka-komplet-sześciu-siatek-p-7102.html>



Trener dłoni Thera-Band® - siatka (komplet sześciu siatek)

Numer katalogowy	6876
Producent	Thera Band

Opis produktu

Siatki rehabilitacyjne Thera Band® to idealne rozwiązanie stosowane w terapii np. po operacjach kończyny górnej (dłoni, palców, nadgarstka lub przedramienia). Zalecane do ćwiczeń zginaczy lub prostowników palców.

Średnica obręczy: 26 cm.

W ofercie:

Zestaw składa się z kompletu 6 siatek o różnych oporach:

- opór bardzo słaby kolor beżowy,
- opór słaby kolor żółty,
- opór średni kolor czerwony,
- opór mocny kolor zielony,
- opór extra mocny kolor niebieski,
- opór specjalnie mocny kolor czarny.

Zestaw siatek o tym samym stopniu oporu - bez obręczy napinających.

Zestaw siatek o różnym stopniu oporu - bez obręczy napinających.