

Link do produktu: <https://akmed.pl/trener-dloni-thera-band-siatka-zestaw-z-obreczami-p-7103.html>



## Trener dłoni Thera-Band® - siatka (zestaw z obraczami)

Numer katalogowy	<b>6877</b>
Producent	<b>Thera Band</b>

### Opis produktu

Siatki rehabilitacyjne Thera Band® to idealne rozwiązanie stosowane w terapii np. po operacjach kończyny górnej (dłoni, palców, nadgarstka lub przedramienia). Zalecane do ćwiczeń zginaczy lub prostowników palców.

Średnica obręczy: 26 cm.

W ofercie:

#### **Zestaw składa się z kompletu 6 siatek o różnych oporach:**

- opór bardzo słaby kolor beżowy,
- opór słaby kolor żółty,
- opór średni kolor czerwony,
- opór mocny kolor zielony,
- opór extra mocny kolor niebieski,
- opór specjalnie mocny kolor czarny.

Zestaw siatek o tym samym stopniu oporu - bez obręczy napinających.

Zestaw siatek o różnym stopniu oporu - bez obręczy napinających.