

Link do produktu: <https://akmed.pl/trener-dloni-thera-band-x-trainer-opor-specjalnie-mocny-p-7112.html>

Trener dłoni Thera-Band® X-Trainer (opór specjalnie mocny)



| | |
|------------------|-------------------|
| Numer katalogowy | 6886 |
| Producent | Thera Band |

Opis produktu

Trener dłoni Thera-Band® Xtrainer jest podstawowym przyborem wykorzystywanym w terapii dłoni. Dzięki różnym stopniom oporu trener może zostać wykorzystany podczas terapii pacjentów w każdej fazie rehabilitacji.

Niezwykle łatwy w użyciu, dzięki czemu istnieje możliwość ćwiczenia w domu. Xtrainer został zaprojektowany w taki sposób, aby zawsze odzyskiwał swój podstawowy i prawidłowy kształt.

Materiał, z którego został wykonany Xtrainer daje możliwość podgrzewania lub chłodzenia, dzięki czemu uzyskujemy dodatkowe efekty związane z działaniem temperatury na pacjenta.

Xtrainer jest niezwykle wszechstronnym przyborem używanym w rehabilitacji, stretchingu i wzmacnianiu siły mięśniowej. Jest to jeden z niewielu przyborów, dzięki którym możliwa jest terapia zarówno mięśni zginaczy jak i prostowników palców.

Główne zalety Xtrainer-a:

- opatentowana formuła wspierająca terapię zimnem i ciepłem,
- ekonomiczny i intuicyjny- idealny do terapii w domu
- Łatwa ocena postępów terapii dzięki kolorystycznemu oznaczeniu oporów
- szeroki zakres ćwiczeń
- łatwy do utrzymania w czystości