

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 16:53

Link do produktu: <https://akmed.pl/trener-zył-togu-p-6950.html>

Trener żył TOGU®

Numer katalogowy **7003**

Producent **Togu**



Opis produktu

Trener żył używany jest w celu wspomagania cyrkulacji żyłnej i limfatycznej. Stosowany zarówno w profilaktyce tromboz i żylaków, a także w ćwiczeniach równoważnych. Perfekcyjna, ergonomiczna forma. Składa się z dwóch elementów wypełnionych powietrzem. Stosowany w ćwiczeniach z seniorami, mającymi na celu poprawę reakcji równoważnych. Powierzchnia przyboru wyposażona jest w miękkie, elastyczne wypustki stymulujące strefy reflektoryczne.

Wymiary: 34 x 33 cm.

Kolor: czerwony lub niebieski.

Miękkie kolce wywołujące dodatkowy efekt stymulacji stref reflektorycznych.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: czerwony , niebieski