

Dane aktualne na dzień: 11-04-2026 15:05

Link do produktu: <https://akmed.pl/trojnog-inwalidzki-p-1500.html>



## Trójnog inwalidzki

Numer katalogowy **JMC-C 2680SL**

Producent **Timago**

### Opis produktu

**Trójnog inwalidzki** przeznaczony jest dla osób o obniżonej sprawności ruchowej, które potrzebują stabilnego podparcia i asekuracji podczas chodzenia. Zalecany jest także dla osób starszych, jako pomoc w utrzymaniu równowagi. Konstrukcja z trzema punktami podparcia zapewnia znacznie większą stabilność niż zwykłe laski.

#### Cechy produktu:

- miękki piankowy uchwyt
- aluminiowo-stalowy trzon
- chromowana, ergonomiczna rączka regulowana na wysokość
- podstawa z trzema punktami podparcia i gumowymi nasadkami

#### Dane Techniczne

**Wymiary podstawy:** 24,5 cm x 29,5 cm

**Regulacja wysokości:** 77-98 cm

**Waga:** 0,6 kg

**Maksymalne obciążenie:** 100 kg

**Kolor trzonu:** srebrny

**Kolor podstawy:** czarny

+/- 0,5-1 cm