

Dane aktualne na dzień: 10-06-2026 13:00

Link do produktu: <https://akmed.pl/trojnog-inwalidzki-p-1500.html>



Trójnog inwalidzki

Numer katalogowy **JMC-C 2680SL**

Producent **Timago**

Opis produktu

Trójnog inwalidzki przeznaczony jest dla osób o obniżonej sprawności ruchowej, które potrzebują stabilnego podparcia i asekuracji podczas chodzenia. Zalecany jest także dla osób starszych, jako pomoc w utrzymaniu równowagi. Konstrukcja z trzema punktami podparcia zapewnia znacznie większą stabilność niż zwykłe laski.

Cechy produktu:

- miękki piankowy uchwyt
- aluminiowo-stalowy trzon
- chromowana, ergonomiczna rączka regulowana na wysokość
- podstawa z trzema punktami podparcia i gumowymi nasadkami

Dane Techniczne

Wymiary podstawy: 24,5 cm x 29,5 cm

Regulacja wysokości: 77-98 cm

Waga: 0,6 kg

Maksymalne obciążenie: 100 kg

Kolor trzonu: srebrny

Kolor podstawy: czarny

+/- 0,5-1 cm