
Dane aktualne na dzień: 24-05-2026 20:41

Link do produktu: <https://akmed.pl/trojnog-rf-300-p-7243.html>



Trójnóg RF-300

Numer katalogowy	10602
Producent	Rehafund

Opis produktu

- przeznaczony do poruszania się, asekuracji podczas chodzenia i przenoszenia ciężaru ciała w przypadkach schorzeń urazowo - ortopedycznych kończyn dolnych
- górna część wykonana z eleganckiego, anodyzowanego aluminium
- dla zwiększenia wytrzymałości dolną część wykonano z wysokogatunkowej stali
- wygodną profilowaną rękojeść wykonano z tworzywa sztucznego
- antypoślizgowe, gumowe nasadki na wszystkich stopkach idealnie adaptują się do wszystkich powierzchni
- posiada 3 stopki dla większej stabilizacji
- dla ułatwienia regulacji wysokości zastosowano przyciski typu „C-clip”
- max. bezpieczne obciążenie: 127 kg
- regulacja wysokości: 762 mm - 1016 mm
- waga: 1,15 kg