

Link do produktu: <https://akmed.pl/trojnog-z-miekkim-uchwytem-laski-w-ksztalcie-haka-p-1258.html>

Trójnóg z miękkim uchwytem laski w kształcie haka

Numer katalogowy **15/MR.Lh**

Producent **Mikirad**



Opis produktu

Właściwości:

- trzy punkty podparcia,
- miękki uchwyt uniwersalny (do obu rąk) z pianki poliuretanowe
- nasadki/stopki wzmocnione podkładkami stalowymi,
- lekkie, anodowane aluminium,

waga

0,80 kg

masa użytkownika

do 120 kg

odległość od podłoża do rękojeści

min. 70 cm – max. 84 cm

wysokość nóg podstawy trójnogu:

17 cm

Zastosowanie:

- Trójnóg z miękkim uchwytem laski w kształcie haka dla osób, które ze względu na charakter niesprawności mają trudności z zachowaniem równowagi,
- pomocniczo: po urazach, w leczeniu zmian zwyrodnieniowo – zniekształcających,
- po zabiegach chirurgicznych, gdzie wskazane jest odciążanie chorej kończyny,
- zaawansowane zmiany chorobowe lub zmiany chorobowe obustronne wymagają stosowania dwóch trójnogów.