

Link do produktu: <https://akmed.pl/trojnog-z-miekkim-uchwytem-laski-zamknietej-p-1257.html>

## Trójnóg z miękkim uchwytem laski zamkniętej



Numer katalogowy **15/MR.L**

Producent **Mikirad**

### Opis produktu

#### Właściwości:

- trzy punkty podparcia,
- regulacja wysokości (otwory regulacyjne rozmieszczone co 20mm)
- miękki uchwyt laski zamkniętej
- dostępne także z twardym uchwytem standardowej laski zamkniętej
- nasadki/stopki wzmocnione podkładkami stalowymi,
- dwa odbłaski
- lekkie, anodowane aluminium

waga	0,80 kg
masa użytkownika	do 120 kg
odległość od podłoża do rękojeści	min. 70 cm – max. 84 cm
wysokość nóg podstawy trójnogu	17 cm

#### Zastosowanie:

- Trójnóg z miękkim uchwytem laski zamkniętej dla osób, które ze względu na charakter niesprawności mają trudności z zachowaniem równowagi,
- pomocniczo: po urazach, w leczeniu zmian zwyrodnieniowo – zniekształcających,
- po zabiegach chirurgicznych, gdzie wskazane jest odciążanie chorej kończyny,
- zaawansowane zmiany chorobowe lub zmiany chorobowe obustronne wymagają stosowania dwóch trójnogów.