

Link do produktu: <https://akmed.pl/trojnog-z-uchwytem-kuli-lokciowej-04mr-p-1253.html>



## Trójnóg z uchwytem kuli łokciowej 04/MR

Numer katalogowy	<b>15/MR.Kł.04</b>
Producent	<b>Mikirad</b>

### Opis produktu

#### Właściwości:

- trzy punkty podparcia,
- pojedyncza regulacja wysokości (otwory regulacyjne rozmieszczone co 20mm)
- podpórka stała
- nasadki/stopki wzmocnione podkładkami stalowymi,
- dwa odblaski
- lekkie, anodowane aluminium

waga	0,88 kg
masa użytkownika	do 120 kg
odległość od podłoża do rękojeści	min. 72 cm -max. 86 cm
odległość od podłoża do podpórki łokciowej	min. 95 – max. 109 cm
odległość od rękojeści do podpórki łokciowej	23 cm
wysokość nóg podstawy trójnogu	17 cm

#### Zastosowanie:

- dla osób, które ze względu na charakter niesprawności mają trudności z zachowaniem równowagi,
- pomocniczo: po urazach, w leczeniu zmian zwyrodnieniowo – zniekształcających,
- po zabiegach chirurgicznych, gdzie wskazane jest odciążanie chorej kończyny,
- zaawansowane zmiany chorobowe lub zmiany chorobowe obustronne wymagają stosowania dwóch trójnogów.