

Link do produktu: <https://akmed.pl/trojnog-z-uchwytem-kuli-pachowej-p-1255.html>



Trójnóg z uchwytem kuli pachowej

Numer katalogowy **15/MR.Kp.07**

Producent **Mikirad**

Opis produktu

Właściwości:

- trzy punkty podparcia,
- regulacja wysokości (otwory regulacyjne rozmieszczone co 20mm)
- opcja: bezstopniowy (płynny) sposób regulacji górnej części wyrobu
- podpórka pachowa z miękkiego tworzywa
- opcja: podparcie pachowe z gąbki obszytej skórą ekologiczną
- przesuwana rękojeść (regulacja odległości między rękojeścią a podparciem pachy)
- nasadki/stopki wzmocnione podkładkami stalowymi,
- cztery odbłaski
- lekkie, anodowane aluminium

waga	1,15 kg
masa użytkownika	do 120 kg
odległość od podłoża do rękojeści	min. 69 cm -max. 83 cm
odległość od podłoża do podpórki pachowej	min. 109 – max. 135 cm
odległość od rękojeści do podparcia pachowego	min. 30 – max. 48 cm
wysokość nóg podstawy trójnogu	17 cm

Zastosowanie:

- trójnóg z uchwytem kuli pachowej dla osób, które ze względu na charakter niesprawności mają trudności z zachowaniem równowagi,
- pomocniczo: po urazach, w leczeniu zmian zwyrodnieniowo – zniekształcających,
- po zabiegach chirurgicznych, gdzie wskazane jest odciążanie chorej kończyny,
- zaawansowane zmiany chorobowe lub zmiany chorobowe obustronne wymagają stosowania dwóch trójnogów.