

Link do produktu: <https://akmed.pl/trojnog-z-uchwytem-laski-universalnej-p-1256.html>

## Trójnóg z uchwytem laski uniwersalnej



Numer katalogowy	<b>15/MR.LU</b>
Producent	<b>Mikirad</b>

### Opis produktu

#### Właściwości:

- trzy punkty podparcia,
- regulacja wysokości (otwory regulacyjne rozmieszczone co 20mm)
- uchwyt uniwersalny (do obu rąk)
- nasadki/stopki wzmocnione podkładkami stalowymi,
- dwa odblaski
- lekkie, anodowane aluminium

waga	0,80 kg
masa użytkownika	do 120 kg
odległość od podłoża do rękojeści	min. 72 cm – max. 86 cm
wysokość nóg podstawy trójnogu	17 cm

#### Zastosowanie:

- Trójnóg z uchwytem laski uniwersalnej dla osób, które ze względu na charakter niesprawności mają trudności z zachowaniem równowagi,
- pomocniczo: po urazach, w leczeniu zmian zwyrodnieniowo – zniekształcających,
- po zabiegach chirurgicznych, gdzie wskazane jest odciążanie chorej kończyny,
- zaawansowane zmiany chorobowe lub zmiany chorobowe obustronne wymagają stosowania dwóch trójnogów.