

Link do produktu: <https://akmed.pl/tubing-loop-thera-band-z-manzetami-p-7081.html>

Tubing loop Thera-Band® z manżetami



Numer katalogowy

6855

Producent

Thera Band

Opis produktu

Tubing loop Thera-Band® wyposażony jest w manżety wykonane z dwóch pasków neoprenowych zakończonych rzepami, które umożliwiają regulację długości. Umożliwiają wygodne umieszczenie przyboru na wysokości nadgarstków lub stawów skokowych. Tubing loop jest idealny do treningu sportowego, jak również indywidualnych ćwiczeń w warunkach domowych. Stosowany także w treningu funkcjonalnym.

Cztery opory:

- opór średni - kolor czerwony,
- opór mocny - kolor zielony,
- opór bardzo mocny - kolor niebieski,
- opór specjalnie mocny - kolor czarny.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: czarny , czerwony , niebieski , zielony