


Link do produktu: <https://akmed.pl/tubing-thera-band-1-4-m-z-uchwytem-sztywnym-gabkowym-p-7078.html>

Tubing Thera-Band® 1,4 m z uchwytem sztywnym gąbkowym



Numer katalogowy	6852
Producent	Thera Band

Opis produktu

Tubingi Thera Band® są łatwe w użyciu dzięki zastosowaniu wygodnych, sztywnych, gąbkowych uchwytów. Odporne na uszkodzenia.

Wykonane z czystego lateksu tubingi Thera Band® z uchwytami dostępne są w 6 oporach oznaczonych kolorami, od oporu słabego - w kolorze żółtym do oporu super mocnego - w kolorze srebrnym. Tubingi Thera Band® polecane są przede wszystkim do ćwiczeń w klubach fitness oraz podczas profesjonalnego treningu sportowego.

Zalety Tubingów Thera Band®:

- ekonomiczne - tania alternatywa dla konwencjonalnych przyborów treningowych (np. hantle lub wielkie stacje treningowe),
- wielostronnego zastosowania,
- lekkie i małe przybory,
- progresywny, prawie liniowy przyrost oporu podczas rozciągania,
- indywidualne dopasowanie wartości treningowych.
- elastyczne i trwałe - nawet po ich wielokrotnym użyciu,
- łatwa identyfikacja oryginału (oznaczone nadrukiem Thera Band®)

Opory tubingów oznaczone są kolorami:

- żółty - opór słaby,
- czerwony - opór średni,
- zielony - opór mocny,
- niebieski - opór extra mocny,
- czarny - opór specjalnie mocny,
- srebrny - opór super mocny.

Elastyczne i trwałe - nawet po ich wielokrotnym użyciu.

Do łatwej identyfikacji oryginału - oznaczone nadrukiem Thera Band®

Zarejestrowane jako wyroby medyczne Klasy I.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: czarny , czerwony , niebieski , srebrny , zielony , żółty