

Link do produktu: <https://akmed.pl/tubing-thera-band-7-5-m-p-7083.html>

Tubing Thera-Band® 7,5 m



Numer katalogowy	6857
Producent	Thera Band

Opis produktu

Tubingi Thera Band® - rzemień lateksowe dostępne są w 7 oporach oznaczonych kolorami: od oporu słabego w kolorze beżowym do oporu super mocnego w kolorze srebrnym. Wartości oporu zależą od sprężystości tubingów. Tubingi Thera Band® polecane są przede wszystkim do ćwiczeń w klubach fitness oraz podczas profesjonalnego treningu sportowego. Tubingi należy stosować z dodatkowymi akcesoriami Thera Band®.

Zalety Tubingów Thera Band®:

- ekonomiczne - tania alternatywa dla konwencjonalnych przyborów treningowych
- zwiększona odporność na uszkodzenia mechaniczne
- wielostronnego zastosowania,
- lekkie i małe przybory,
- progresywny, prawie liniowy przyrost oporu podczas rozciągania,
- indywidualne dopasowanie wartości treningowych,
- elastyczne i trwałe - nawet po ich wielokrotnym użyciu,
- łatwa identyfikacja oryginału (oznaczone nadrukiem Thera-Band®)

Opakowania handlowe:

- komplet tubingów słabego oporu
- komplet tubingów mocnego oporu,
- Tubing 1,4 m z uchwytem elastycznym lub sztywnym
- 7,5 m*
- 30,5 m*

W ofercie akcesoria dodatkowe:

-
- uchwyty paskowe,
 - uchwyty plastikowe,
 - uchwyt sportowy,
 - uchwyt drzewiowy,
 - manżety na rzep
 - pas sportowy TB.

*opakowanie zawiera odcinki tubingów których suma to 30,5m

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: beżowy , czarny , czerwony , niebieski , srebrny , zielony , żółty