

Link do produktu: <https://akmed.pl/tutor-jednoelementowy-ir-ustawienie-katowe-020-p-2255.html>



Tutor jednoelementowy IR (ustawienie kątowe 0°/20°)

Numer katalogowy	IR-5002/IR-6002/IR-7002/ IR-5001/IR-6001/IR-7001
Producent	Orliman

Opis produktu

Tutor stawu kolanowego zewnętrznie wykończony materiałem typu nylon, wewnątrz wykończony frotte z dodatkiem bawełny, boczne i tylne sztywniki są proste lub zgięte pod kątem 20 stopni, element środkowy posiada taśmy zapobiegające zsuwaniu się oraz dokładnemu umiejscowieniu ortezy podczas zakładania.

Zastosowanie:

przed i pooperacyjnie, po złamaniach, pourazowo.

Działanie:

całkowite unieruchomienie kończyny w wyproście lub zgięciu w kącie 20 stopni, ciągłe utrzymywanie kończyny w jednej pozycji w stawie kolanowym.

Długość:

pełen wyprost (zgięcie 0°): IR-5002 50 cm / IR-6002 60 cm / IR-7002 70 cm.

zgięcie 20°: IR-5001 50 cm / IR-6001 60 cm / IR-7001 70 cm.

Kolor: granat.

Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	S/2	M/3	L/4	XL/5
Obwód (cm)	24-32	32-40	40-46	46-50

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Model: IR-5001 , IR-5002 , IR-6001 , IR-6002 , IR-7001 , IR-7002