

Dane aktualne na dzień: 24-05-2026 21:58

Link do produktu: <https://akmed.pl/tutor-kolana-4030-p-7561.html>



Tutor kolana - 4030

Numer katalogowy	4030
------------------	-------------

Producent	Oppo
-----------	-------------

Opis produktu

4030 Tutor kolana.

Wykonany jest z pluszu nylonowego. Zapewnia całkowite usztywnienie kolana po skręceniach, zabiegach chirurgicznych (np. artroskopii, zespoleniach) oraz innych schorzeniach, w przypadku których konieczne jest usztywnienie kolana.

Występuje w 3 długościach:

46cm (4030-18)
51cm (4030-20)
58cm (4030-23).

Numer katalogowy: 4030.

Rozmiar (obwód wokół stawu kolanowego w pozycji stojącej):

S 33,0cm - 38,1cm
M 38,7cm - 45,7m
L 46,4cm - 53,3cm
XL 54,0cm - 61,0cm.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL

Długość: 46 cm , 51 cm , 58 cm