

Dane aktualne na dzień: 24-05-2026 22:00

Link do produktu: <https://akmed.pl/tutor-kolana-trzyczesciowy-4130-p-7562.html>



Tutor kolana trzyczęściowy - 4130

Numer katalogowy	4130
------------------	-------------

Producent	Oppo
-----------	-------------

Opis produktu

4130 Tutor kolana trzyczęściowy.

Wykonany jest z pluszu nylonowego. Zapewnia całkowite usztywnienie kolana po skręceniach, zabiegach chirurgicznych (np. artroskopii, zespoleniach) oraz innych schorzeniach, w przypadku których konieczne jest usztywnienie kolana. Wykonany jest z 3 części, dzięki czemu możliwa jest regulacja tutora do rozmiarów nogi.

Występuje w 3 długościach:

46cm (4130-18)

51cm (4130-20)

58cm (4130-23).

Numer katalogowy: 4130.

Rozmiar: uniwersalny.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość: 46 cm , 51 cm , 58 cm