

Dane aktualne na dzień: 24-05-2026 20:01

Link do produktu: <https://akmed.pl/tutor-stawu-kolanowego-op1180-p-2499.html>



## Tutor stawu kolanowego OP1180

Numer katalogowy **OP1180**

Producent **Orliman**

### Opis produktu

Dziecięcy tutor stawu kolanowego wykonany jest z oddychających materiałów od zewnętrznej strony o strukturze plastra miodu oraz veluru, od wewnętrznej strony materiałem typu frotte, na całej długości ortezy po bokach oraz z tyłu umiejscowione są sztywne aluminiowe stalki unieruchamiające staw kolanowy w 10 stopniowym zgięciu, tutor jest zapinany na taśmy velcro z przodu kończyny.

#### Zalecenia:

jednostki chorobowe wymagające unieruchomienia kończyny dolnej w stawie kolanowym, przed i po operacjach w obrębie stawu kolanowego, po urazach bądź złamaniach.

#### Tabela - rozmiary:

ROZMIAR/ (lat)	1/(2-6)	2/(6-12)
Obwód kolana (cm)	20-26	26-32

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** 1 , 2