

Link do produktu: <https://akmed.pl/tutor-stawu-kolanowego-special-deluxe-0-st-p-1707.html>



## Tutor stawu kolanowego SPECIAL deluxe-0 st.

Numer katalogowy	<b>SP-333</b>
Producent	<b>Special</b>

### Opis produktu

Wykonana ze specjalnej pianki neoprenowej podszytej bawełną gwarantującą komfort użytkowania w opatnietowanej NEOPRENE.

- Zapewnia całkowite unieruchomienie kolana
- Pozwala utrzymać odpowiednią ciepłotę ciała powodując wzrost cyrkulacji krwi, co przyspiesza gojenie, łagodzi ból i zmniejsza obrzęk
- Szczególnie polecany po rekonstrukcji więzadeł kolana, we wczesnym okresie po innych zabiegach operacyjnych, uszkodzeniach więzadeł LCL, MCL i ACL oraz zwichnięć, skręceń stawu kolanowego

Dzięki zastosowaniu unikalnej konstrukcji wyrobu, istnieje możliwość indywidualnego, łatwego i precyzyjnego dopasowanie tutora do kończyny pacjenta w szerokim zakresie rozmiarowym.

**Rozmiar:**  
uniwersalny

**Dostępne długości:**

50cm, 55cm, 60cm

**Przeciwwskazania:**

Tutora nie należy stosować w przypadku otwartych ran, otarć naskórka, egzem skórnych, żylakowości, kiedy zastosowano maści lub żele rozgrzewające.

**Sposób konserwacji:**

Prać ręcznie w temperaturze do 30°C po wyjęciu elementów aluminiowych. Nie stosować wybielaczy, nie chlorować, nie prasować, nie prać chemicznie.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Długość:** 50 cm , 55 cm , 60 cm

