

Link do produktu: <https://akmed.pl/tutor-stawu-kolanowego-special-deluxe-20-st-p-1706.html>



Tutor stawu kolanowego SPECIAL deluxe-20 st.

Numer katalogowy	SP-320
Producent	Special

Opis produktu

Wykonana ze specjalnej pianki neoprenowej podszytej bawełną gwarantującą komfort użytkowania w opatentowanej NEOPRENE.

- Zapewnia całkowite unieruchomienie kolana
- Pozwala utrzymać odpowiednią ciepłotę ciała powodując wzrost cyrkulacji krwi, co przyspiesza gojenie, łagodzi ból i zmniejsza obrzęk
- Szczególnie polecany po rekonstrukcji więzadeł kolana, we wczesnym okresie po innych zabiegach operacyjnych, uszkodzeniach więzadeł LCL, MCL i ACL oraz zwichnięć, skręceń stawu kolanowego

Dzięki zastosowaniu unikalnej konstrukcji trój-panelowej wyrobu, istnieje możliwość indywidualnego, łatwego i precyzyjnego dopasowanie tutora do kończyny pacjenta w szerokim zakresie rozmiarowym.

Rozmiar:

uniwersalny Dostępne długości: 50cm, 55cm, 60cm

Przeciwwskazania:

Tutora nie należy stosować w przypadku otwartych ran, otarć naskórka, egzem skórnych, żylakowości, kiedy zastosowano maści lub żele rozgrzewające.

Sposób konserwacji:

Prać ręcznie w temperaturze do 30°C po wyjęciu elementów aluminiowych. Nie stosować wybielaczy, nie chlorować, nie prasować, nie prać chemicznie.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość: 50 cm , 55 cm , 60 cm