

Link do produktu: <https://akmed.pl/tutor-stawu-łokciowego-4080-p-7637.html>



Tutor stawu łokciowego - 4080

Numer katalogowy	4080
Producent	Oppo

Opis produktu

4080 Tutor stawu łokciowego.

Tutor zapewnia doskonałą stabilizację stawu łokciowego. Wykonany z przepuszczającego powietrze materiału zapewnia duży komfort noszenia, a ponadto utrzymuje ciepło w rejonie stawu. Zalecany do leczenia zwichnięć oraz pęknięć bez przemieszczeń w rejonie łokcia, usztywnienia po operacjach (np. rekonstrukcji) oraz po leczeniu za pomocą gipsu, leczenia urazów tkanki miękkiej wymagającego usztywnienia.

Numer katalogowy: 4080.

Rozmiar:

(obwód poniżej łokcia) - (obwód powyżej łokcia):

S/M (15,9 cm - 23,5 cm) - (24,1 cm - 31,8 cm)

L/XL (24,1 cm - 31,1 cm) - (31,8 cm - 39,3 cm.)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L/XL , S/M