

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 13:42

Link do produktu: <https://akmed.pl/tutor-trzyelementowy-ir-p-2253.html>



## Tutor trzyelementowy IR

Numer katalogowy	<b>IR-4000/IR-5000/IR-6000/ IR-7000</b>
Producent	<b>Orliman</b>

### Opis produktu

Tutor stawu kolanowego zewnątrz wykończony materiałem typu welur, wewnątrz wykończony frotte z dodatkiem bawełny, boczne i tylne sztywniki pozwalające się modelować, odczepiane boczne elementy pozwalają na dokładne dopasowanie tutora do kończyny pacjenta, element środkowy posiada taśmy zapobiegające zsuwaniu się oraz służące do dokładnego umiejscowienia ortezy podczas zakładania.

**Zastosowanie:**

przed i pooperacyjnie, po złamaniach, pourazowo.

**Działanie:**

całkowite unieruchomienie kończyny, ciągłe utrzymywanie kończyny w jednej pozycji w stawie kolanowym.

**Długość:** IR-4000 40 cm / IR-5000 50 cm / IR-6000 60 cm / IR-7000 70 cm.

**Kolor:** beż.

rozmiar uniwersalny.

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Model:** IR-4000 , IR-5000 , IR-6000 , IR-7000