

Link do produktu: <https://akmed.pl/tutor-unieruchamiajacy-staw-skokowy-p-1612.html>



Tutor unieruchamiający staw skokowy

Numer katalogowy

TGO-C STS 603

Producent

Timago

Opis produktu

Tutor unieruchamiający staw skokowy składa się ze sznurowanego buta wraz z usztywnieniami bocznymi oraz systemu taśm zabezpieczających przed przesunięciem i skręceniem kości skokowej.

Zastosowanie stalek bocznych zabezpiecza niestabilność stawu w kierunku bocznym i przyśrodkowym.

Tutor wykonany jest z nieelastycznego materiału posiadającego bardzo dobre właściwości w zakresie przepuszczalności powietrza i odprowadzenia wilgoci dzięki czemu zapewnia wysoki komfort użytkowania.

Tutor zabezpiecza niestabilny staw w kierunkach bocznym i przyśrodkowym poprzez oboczne wzmocnienia obejmujące kostki. Dodatkowe taśmy zabezpieczają przed przesunięciem i skręceniem kości skokowej.

Wskazania do stosowania:

- skręcenia lub zwichnięcia stawu skokowego
- uszkodzenia więzadeł stawu skokowego górnego i dolnego
- zwyrodnienia stawu
- zespoły bólowe w okresie ostrym i przewlekłym
- profilaktyka nawracających przeciążeń i urazów
- w procesie rehabilitacji medycznej

ROZMIAR	OBWÓD KOSTKI (cm)
S	24-26
M	26-28
L	28-31
XL	31-34
XXL	34-37

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XXL