

Link do produktu: <https://akmed.pl/tylna-dluga-otwarta-orteza-stawu-kolanowego-z-anatomiczna-regulacja-zakresu-ruchomosci-am-osk-zl2ra-02-p-2092.html>



## Tylna długa otwarta orteza stawu kolanowego z anatomiczną regulacją zakresu ruchomości AM-OSK-ZL/2RA-02

Numer katalogowy	<b>AM-OSK-ZL/2RA-02</b>
Producent	<b>Reh4Mat</b>

### Opis produktu

#### Charakterystyka wyrobu

Orteza AM-OSK-ZL/2RA-02 została wykonana z innowacyjnego, mocno kompresyjnego i przyjaznego dla skóry surowca: CottonPren. Surowiec ten składa się z mięsistej, komfortowej pianki neoprenowej, z laminowaną zewnętrzną dzianiną okładkową, wewnątrz zaś z bawełnianą elastyczną dzianiną frotte. Dla poprawy komfortu użytkowania wyrobu i lepszego odprowadzania przez niego potu, frotta została wykończona w specjalistyczny sposób, gwarantujący pełną realizację tych funkcji.

Konstrukcja ortezy jest projektem unikatowym, łączącym w sobie zarówno funkcje ortez otwartych – łatwość zakładania wyrobu poprzez brak konieczności wciągania ortezy przez stopę, jak również zamkniętych – pełna stabilizacja rzepki i stawu kolanowego. W tym celu w wyrobie zainstalowano anatomicznie ukształtowany pierścień rzepki.

Dodatkowo orteza posiada otwarty dół podkolanowy, co zdecydowanie zwiększa komfort użytkowania wyrobu i poprawia odprowadzanie potu od kończyny.

Ortezę AM-OSK-ZL/2RA-02 wyposażono w cztery komplety pasów obwodowych oraz plastikowe uchwyty szyn ortopedycznych. W wyrobie zastosowano anatomiczne szyny 2RA precision.

#### Przeznaczenie

**Ortezę AM-OSK-ZL/2RA-02 powinno się stosować w przypadku:**

- zwicnięć stawu kolanowego,
- skręceń stawu kolanowego,
- niestabilności bocznej kolana,
- uszkodzeń więzadeł kolana LCL, MCL i ACL,
- po rekonstrukcji więzadeł kolana,
- po innych zabiegach operacyjnych (ortopedia),
- podwichnięcia rzepki – nawykowe, pourazowe

---

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL , XXL