

Link do produktu: <https://akmed.pl/tylna-otwarta-orteza-stawu-kolanowego-z-anatomiczna-regulacja-zakresu-ruchomosci-as-kx-06-p-2074.html>



Tylna otwarta orteza stawu kolanowego z anatomiczną regulacją zakresu ruchomości AS-KX-06

Numer katalogowy	AS-KX-06
Producent	Reh4Mat

Opis produktu

Charakterystyka wyrobu

Orteza AS-KX-06 została wykonana z innowacyjnego, mocno kompresyjnego i przyjaznego dla skóry surowca: CottonPren. Surowiec ten składa się z mięsistej, komfortowej pianki neoprenowej, z laminowaną zewnętrzną z poliestrową dzianiną okładkową, wewnątrz zaś z bawełnianą elastyczną dzianiną frotte. Dla poprawy komfortu użytkowania wyrobu i lepszego odprowadzania przez niego potu, frotta została wykończona w specjalistyczny sposób, gwarantujący pełną realizację tych funkcji.

Konstrukcja ortezy jest projektem unikatowym, łączącym w sobie zarówno funkcje ortezy otwartej – łatwość zakładania wyrobu poprzez brak konieczności wciągania ortezy przez stopę, jak również zamkniętej – pełna stabilizacja rzepki i stawu kolanowego. W tym celu w wyrobie zainstalowano anatomicznie ukształtowany pierścień rzepki.

Dodatkowo orteza posiada otwarty dół podkolanowy, co zdecydowanie zwiększa komfort użytkowania wyrobu i poprawia odprowadzanie potu od kończyny.

Ortezę AS-KX-06 wyposażono w dwa komplety pasów obwodowych oraz plastikowe uchwyty szyn ortopedycznych. W wyrobie zastosowano anatomiczne szyny 2RA precision.

Przeznaczenie

Ortezę AS-KX-06 powinno się stosować w przypadku:

- zwicnięć stawu kolanowego,
- skręceń stawu kolanowego,
- niestabilności bocznej kolana,
- uszkodzeń więzadeł kolana LCL, MCL i ACL,
- po rekonstrukcji więzadeł kolana,
- po innych zabiegach operacyjnych (ortopedia),
- podwichnięcia rzepki – nawykowe, pourazowe

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XXL