

Dane aktualne na dzień: 24-05-2026 20:41

Link do produktu: <https://akmed.pl/uchwyt-do-wc-p-6219.html>

## Uchwyt do WC



Numer katalogowy	<b>UWCL-700/700 i UWCP-700/700</b>
------------------	--

Producent	<b>Antar</b>
-----------	--------------

### Opis produktu

**Uchwyt do WC** zwiększa poczucie bezpieczeństwa oraz komfort u osób korzystających z toalety. Wykonany jest z lakierowanej na biało, stalowej rury o średnicy 2,5cm. W zestawie znajdują się kołki rozporowe, zaślepki oraz wkręty.

#### Numer katalogowy:

- **UWCL-700/700** uchwyt do WC

**A** [mm]: 700

**B** [mm]: 300

**C** [mm]: 200

- **UWCP-700/700** uchwyt do WC

**A** [mm]: 700

**B** [mm]: 300

**C** [mm]: 200

#### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Strona:** lewa , prawa