

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 15:13

Link do produktu: <https://akmed.pl/uchwyt-lazienkowy-rf-920-p-7263.html>



Uchwyt łazienkowy RF-920

Numer katalogowy	10622
Producent	Rehafund

Opis produktu

- idealny dla osób potrzebujących dodatkowego wsparcia w codziennych czynnościach toaletowych
- wykonany z wysokiej jakości stali, pokryty białą farbą proszkową
- mocowany do ściany
- składana konstrukcja
- wymiary: 80 x 18 cm
- max. bezpieczne obciążenie: 136 kg
- całkowita długość: 745mm
- waga: 2,85kg