

---

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 15:12

Link do produktu: <https://akmed.pl/uchwyt-loop-p-3655.html>

## Uchwyt LOOP

Numer katalogowy **V1213714**

Producent **Thuasne**



### Opis produktu

Uchwyt Loop

- Zapewnia oparcie w pozycji siedzącej lub podczas wstawania.
- Najczęściej dwa tego typu uchwyty montuje się po obu stronach toalety w odstępie ok. 60 cm i na wysokości ok. 80 cm.
- W przypadku użytkowników na wózkach jeden z uchwytów jest uchylany na specjalnych zawiasach w celu zapewnienia wygodnego podejścia, podczas gdy drugi ułatwia siadanie na toalecie.

Ref. V1213714 Sprzedawane osobno

Poręcz ścienna (długość x wysokość x szerokość) 70 x 20 x 10 cm