

---

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 15:13

Link do produktu: <https://akmed.pl/uchwyt-na-wanne-rf-900-p-7264.html>



## Uchwyt na wannę RF - 900

Numer katalogowy	<b>10623</b>
Producent	<b>Rehafund</b>

### Opis produktu

- przeznaczony dla osób, które wymagają dodatkowego podparcia przy kąpieli.
- wykonany z wysokiej jakości stali pokrytej białą farbą proszkową
- mocny i wytrzymały
- uniwersalny system montażu dla różnych typów wanien (bez śrub)
- max. bezpieczne obciążenie: 180 kg
- całkowita długość: 485mm
- regulacja szerokości mocowania: 82mm-172mm
- waga: 2,82kg