
Dane aktualne na dzień: 24-05-2026 19:28

Link do produktu: <https://akmed.pl/uchwyt-na-wanne-rf-900-p-7264.html>



Uchwyt na wannę RF - 900

| | |
|------------------|-----------------|
| Numer katalogowy | 10623 |
| Producent | Rehafund |

Opis produktu

- przeznaczony dla osób, które wymagają dodatkowego podparcia przy kąpieli.
- wykonany z wysokiej jakości stali pokrytej białą farbą proszkową
- mocny i wytrzymały
- uniwersalny system montażu dla różnych typów wanien (bez śrub)
- max. bezpieczne obciążenie: 180 kg
- całkowita długość: 485mm
- regulacja szerokości mocowania: 82mm-172mm
- waga: 2,82kg