

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 15:24

Link do produktu: <https://akmed.pl/uchwyt-pozioomy-p-6223.html>

Uchwyt poziomy



Numer katalogowy	UP-600/600
------------------	-------------------

Producent	Antar
-----------	--------------

Opis produktu

Uchwyt poziomy.

Numer katalogowy:

- **UP-600/600** uchwyt poziomy **A**[mm]: 600 **B** [mm]: 600 **C** [mm]: 95
- **UP-600/700** uchwyt poziomy **A** [mm]: 700 **B** [mm]: 700 **C** [mm]: 95
- **UP-1000/700** uchwyt poziomy **A** [mm]: 1000 **B**[mm]: 700 **C** [mm]: 95
- **UP-1200/700** uchwyt poziomy **A** [mm]: 1200 **B** [mm]: 1000 **C** [mm]: 95

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Model: UP-1000/700 , UP-1200/700 , UP-600/600 , UP-600/700