
Dane aktualne na dzień: 24-05-2026 19:28

Link do produktu: <https://akmed.pl/uchwyt-uchylny-p-6230.html>

Uchwyt uchylny



Numer katalogowy	UUCH-500
------------------	-----------------

Producent	Antar
-----------	--------------

Opis produktu

Uchwyt uchylny.

Numer katalogowy:

- **UUCH-500** uchwyt uchylny **A** [mm]: 500 **B** [mm]: 80
- **UUCH-600** uchwyt uchylny **A** [mm]: 600 **B** [mm]: 80
- **UUCH-700** uchwyt uchylny **A** [mm]: 700 **B** [mm]: 80

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Model: UUCH-500 , UUCH-600 , UUCH-700