

Link do produktu: <https://akmed.pl/uchwyt-zgiety-33-cm-p-3653.html>

## Uchwyt zgięty 33 cm



Numer katalogowy **V1213719**

Producent **Thuasne**

### Opis produktu

#### **Uchwyt antypoślizgowy**

- Opracowany z myślą o bezpiecznym poruszaniu się w domu.
- Antypoślizgowe tworzywo gwarantuje użytkownikowi najwyższy poziom komfortu.
- Łatwy w montażu i bezpieczny.
- Mocowanie do ściany za pomocą 4 śrub (brak w komplecie).

#### **Uchwyty proste : bezpieczne przemieszczanie się w łazience, na schodach itp.**

30 cm Ref. V1213716  
45 cm Ref. V1213717  
60 cm Ref. V1213718

#### **Uchwyty zgięte : pomocne przy wstawaniu z toalety lub wychodzeniu z wanny.**

33 cm Ref. V1213719  
40 cm Ref. V1213720