

Link do produktu: <https://akmed.pl/uchwyt-zgiety-33-cm-p-3653.html>

Uchwyt zgięty 33 cm



Numer katalogowy **V1213719**

Producent **Thuasne**

Opis produktu

Uchwyt antypoślizgowy

- Opracowany z myślą o bezpiecznym poruszaniu się w domu.
- Antypoślizgowe tworzywo gwarantuje użytkownikowi najwyższy poziom komfortu.
- Łatwy w montażu i bezpieczny.
- Mocowanie do ściany za pomocą 4 śrub (brak w komplecie).

Uchwyty proste : bezpieczne przemieszczanie się w łazience, na schodach itp.

30 cm Ref. V1213716
45 cm Ref. V1213717
60 cm Ref. V1213718

Uchwyty zgięte : pomocne przy wstawaniu z toalety lub wychodzeniu z wanny.

33 cm Ref. V1213719
40 cm Ref. V1213720