

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 13:22

Link do produktu: <https://akmed.pl/uchwyty-lazienkowe-p-1535.html>

## Uchwyty łazienkowe

Numer katalogowy **JMC-C 54012 / 16 / 18 / 24 / 32**

Producent **Timago**



### Opis produktu

**Uchwyt łazienkowy** jest sprzętem pomocniczym ułatwiającym pionizację, utrzymanie równowagi. Zalecany jest osobom o obniżonej sprawności ruchowej, która uniemożliwia bądź utrudnia samodzielne wykonywanie czynności życia codziennego. Uchwyt polecany jest do stosowania pod prysznicem, w wannie, łazience i innych wilgotnych pomieszczeniach, w warunkach domowych i szpitalnych.

#### Cechy produktu:

- stalowa rama z ochronną powłoką
- odporność na wilgoć
- montaż w pionie lub poziomie

**JMC- C 54012** - 30 cm

**JMC-C 54016** - 40 cm

**JMC-C 54018** - 45 cm

**JMC-C 54024** - 60 cm

**JMC-C 54032** - 80 cm

**Maksymalne obciążenie:** 100 kg