

Dane aktualne na dzień: 24-05-2026 20:41

Link do produktu: <https://akmed.pl/uchwyty-lazienkowe-p-1535.html>

Uchwyty łazienkowe

Numer katalogowy **JMC-C 54012 / 16 / 18 / 24 / 32**

Producent **Timago**



Opis produktu

Uchwyt łazienkowy jest sprzętem pomocniczym ułatwiającym pionizację, utrzymanie równowagi. Zalecany jest osobom o obniżonej sprawności ruchowej, która uniemożliwia bądź utrudnia samodzielne wykonywanie czynności życia codziennego. Uchwyt polecany jest do stosowania pod prysznicem, w wannie, łazience i innych wilgotnych pomieszczeniach, w warunkach domowych i szpitalnych.

Cechy produktu:

- stalowa rama z ochronną powłoką
- odporność na wilgoć
- montaż w pionie lub poziomie

JMC- C 54012 - 30 cm

JMC-C 54016 - 40 cm

JMC-C 54018 - 45 cm

JMC-C 54024 - 60 cm

JMC-C 54032 - 80 cm

Maksymalne obciążenie: 100 kg