

Link do produktu: <https://akmed.pl/uchwyty-lazienkowe-ze-stali-nierdzewnej-ina-p-1470.html>

Uchwyty łazienkowe ze stali nierdzewnej INA



Numer katalogowy	INA
Producent	Vermeiren

Opis produktu

Łazienkowe uchwyty ze stali nierdzewnej dostępne w różnych długościach.

Uchwyty przeznaczone do używania w środowisku wilgotnym. Dostarczane z zestawem montażowym.

INA

- Długość: 30-40 - 50 - 60 cm,
- odległość od ściany : 7 cm,
- Obciążenie: 120 kg.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość: 30cm , 40 cm , 50 cm , 60 cm